

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Anti-Lilrb2/Cd85D/Ilt4 Для Wb/Elisa - Q8N423

Артикул: CM0013087



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого LILRB2 (CD85d/ILT-4), валидированные для WB и ELISA. Идеально подходят для изучения иммунной толерантности, взаимодействия HLA-G и сигнализации рецептора в моноцитах и дендритных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LILRB2/CD85d/ILT4 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10; LILRB2/CD85d/ILT4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10288
GeneID	10288
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 479-598 человеческого LILRB2/CD85d/ILT4 (NP_005865.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N423
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом