


Поликлональные Антитела Против Lilrb3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O75022

Артикул: CM0020716



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого LILRB3 (ILT5/CD85a), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. LILRB3 — это ингибирующий рецептор на В-клетках и моноцитах, подавляющий активацию. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LILRB3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6; LILRB3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11025
ID гена	11025
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75022
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом