

Поликлональные Антитела Против Lilrb4 Для Вб, Иг, Иф, Ифа — Q8Nhj6

Артикул: CM0025419



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому LILRB4 (ILT3/CD85K), подходящие для ВБ, ИГ-П, ИФ-П, ИФА; обнаруживают белок человека, мыши и крысы. Направлены на ингибиторный иммунный рецептор для исследований толерантности и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LILRB4, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альясы	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5; LILRB4
Вид	Человек
ID гена	11006
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NHJ6
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодильный пакет