

Кроличье Моноклональное Антитело Против Lim-Киназы 1 (Limk1) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P53667

Артикул: CM0006715



введение

Кроличье моноклональное антитело IVD-класса против LIM-киназы 1 (LIMK1) для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Детектирует человеческий, мышиный и крысиный LIMK1. Идеально для исследований актинового цитоскелета и трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против LIM-киназы 1 (LIMK1)
Примечания/Алиасы	LIMK1; LIMK; LIMK-1; LIM domain kinase 1; LIM kinase 1(LIMK1)
Вид	Человек
Gene ID (Human)	3984
Gene ID	3984
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 630-647 человеческого LIM-киназы 1 (LIMK1) (NP_002305.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53667
Молекулярная масса белка	33kDa/68kDa/70kDa/72kDa
Доставка	Ледяной пакет