

Кроличья Поликлональная Антитела К Lim2 Для Вб И Ифа - P55344

Артикул: CM0024978



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела, направленная против человеческого LIM2 (MP19), валидированная для ВБ и ИФА. Подходит для исследований развития хрусталика и катаратогенеза на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	LIM2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MP17, MP19, STRCT19, LIM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3982
GeneID	3982
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-110 человеческого LIM2 (NP_085915.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55344
Молекулярная масса белка	20кДа
Доставка	Холодильный пакет