

Поликлональные Антитела Против Lima1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhb6

Артикул: CM0017022



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому LIMA1 (EPLIN), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживают мышинный LIMA1. Поддерживают исследования динамики актина, первичной реснички и всасывания холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIMA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EPLIN; LDLCQ8; SREBP3; LIMA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51474
GeneID	51474
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 560-759 человеческого LIMA1 (NP_057441.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UHB6
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом