

Поликлональное Антитело Anti-Limch1 Для Wb, Elisa - Q9Upq0

Артикул: CM0022121

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело anti-LIMCH1 для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Валидировано на образцах человека. Нацелено на ассоциированный с актиновыми стрессовыми волокнами белок, регулирующий миграцию и адгезию клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к LIMCH1
Примечания/синонимы	LMO7B; LIMCH1A; LIMCH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	22998
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150–450 человеческого LIMCH1 (NP_001106189.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9UPQ0
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом