

Поликлональное Антитело Против Lims1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P48059

Артикул: CM0017114



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LIMS1 (PINCH1), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, ИФА. Подходит для образцов человека и мыши. Идеально для исследований клеточной адгезии и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIMS1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3987
GeneID	3987
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-325 человеческого LIMS1 (NP_001180417.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммуофлуоресценция/Иммуоцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48059
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом