

Поликлональные Кроличьи Антитела К Lims1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P48059

Артикул: CM0030815



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого LIMS1 (PINCH-1). Валидированы для применения в ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Реагируют с представителями человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований фокальных адгезий и клеточной миграции. Молекулярная масса белка — 37 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIMS1 кроличьи пАнт
Примечания/алиасы	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3987
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–325 человеческого LIMS1 (NP_001180417.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P48059
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Хладоэлемент