

Моноклональное Антитело Anti-Lin28A Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9H9Z2

Артикул: CM0007221



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий LIN28A, валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Выявляет белок массой 23 кДа и перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований плюрипотентности и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIN28A Rabbit PolymAb®
Примечания/синонимы	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A
Вид	Человек
GeneID (человек)	79727
GeneID	79727
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100–200 человеческого LIN28A. (NP_078950.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H9Z2
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	Хладагентный пакет