

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Lin28A Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа - Q9H9Z2

Артикул: CM0027786



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против LIN28A, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Направлены на взаимодействие с LIN28A человека и мыши — ключевым регулятором плюрипотентности и биогенеза мРНК. Идеально подходят для исследований стволовых клеток и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIN28A кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Алиасы	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Вид	Человек
GeneID (человек)	79727
GeneID	79727
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 100–209 белка LIN28A человека (NP_078950.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H9Z2
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодовая упаковка