


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Lin28B Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q6Zn17

Артикул: CM0012596



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий LIN28B, валидированное для WB, IP, IHC-P и ELISA. LIN28B является ключевым регулятором биогенеза микроРНК и играет важную роль в поддержании плюрипотентности стволовых клеток и прогрессировании рака. Идеально подходит для диагностического и исследовательского применения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIN28B Rabbit mAb
Примечания/синоним	CSDD2; LIN28B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	389421
Идентификатор гена	389421
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-163 человеческого LIN28B (Q6ZN17)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6ZN17
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом