

Поликлональные Антитела Против Lin9 Для Wb, Elisa - Q5Tka1

Артикул: CM0024434



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого LIN9 (TGS, BARA), валидированные для WB и ELISA. Подходят для образцов человека и мыши. Идеальны для исследований клеточного цикла и супрессоров опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIN9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TGS; BARA; TGS1; TGS2; Lin-9; BARPsv; LIN9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	286826
GeneID	286826
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-470 человеческого LIN9 (NP_775106.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5TKA1
Молекулярный вес белка	62 кДа
Доставка	Сумка со льдом