

Антитела Кролика Против Lins1 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Ng48

Артикул: CM0014439

введение

Поликлональные антитела кролика против LINS1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с белком LINS1 человека, мыши и крысы (86 кДа). Идеально подходят для исследований сигнального пути Wnt и умственной отсталости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LINS1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	LINS; MRT27; WINS1; LINS1
Вид	Человек
GeneID	55180
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 541-700 человеческого LINS1 (NP_001035706.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NG48
Молекулярный вес белка	86kDa
Доставка	Сумка со льдом