


Поликлональные Антитела Против LIPA Для Wb, Elisa - P38571

Артикул: CM0030089



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого LIPA (лизосомальной кислой липазы), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с крысой. Подходят для исследований в области метаболизма липидов и лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIPA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LAL; CESD; LIPA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3988
GeneID	3988
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-399 человеческого LIPA (NP_001121077.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P38571
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом