

Анти-Lipс (Печеночная Триацилглицерол Липаза) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P11150

Артикул: CM0017075

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий LIPC (печеночную триацилглицерол липазу). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеальны для исследований липидного обмена, ЛПВП и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIPC Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HL; HTGL; LIPN; HDLCQ12; LIPC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3990
ID гена	3990
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-499 человеческого LIPC (NP_000227.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11150
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом