


Кроличья Поликлональная Антитело Против Lipf Для Вестерн-Блота И Ифа - P07098

Артикул: CM0030045



введение

Кроличья поликлональная антитело против LIPF для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; распознает белки человека, мыши и крысы. Направлена на желудочную триацилглицеринлипазу (P07098); секретируемый фермент для исследований метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIPF Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	GL; HGL; HLAL; LIPF
Вид	Человек
ID гена (человек)	8513
ID гена	8513
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 219-398 человеческого LIPF (NP_004181.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07098
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодовая упаковка