

Поликлональные Антитела Против Lipg Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y5X9

Артикул: CM0023184

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого эндотелиальной липазы (LIPG). Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для исследований метаболизма липидов и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIPG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EL; EDL; PRO719; LIPG
Вид	Человек
ID гена	9388
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 251-500 человеческого LIPG (NP_006024.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y5X9
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	С ледяным пакетом