

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Liph Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Wwy8

Артикул: CM0018748

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого LIPH (члена H семейства липаз) — фосфатиднокислот-селективной фосфолипазы A1. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования липидного метаболизма и биологии волос.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIPH Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	АН; LAH2; ARWH2; HYPT7; LPDLR; PLA1B; mPA-PLA1; LIPH
Вид	Человек
GeneID (человек)	200879
GeneID	200879
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350–450 человеческого LIPH (NP_640341.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WWY8
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом