

Кроличыи Поликлональные Антитела K Lipin 1 Для Wb И Elisa - Q14693

Артикул: CM0016719

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Lipin-1 (LPIN1), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышами и крысами, идеально подходят для исследований липидного обмена и адипогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к Lipin 1
Примечания/Синонимы	PAP1; Lipin 1
Вид	Человек
GeneID	23175
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 261-414 человеческого Lipin 1 (NP_663731.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14693
Молекулярная масса белка	99 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом