

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Lipin 1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14693

Артикул: CM0026227

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок Lipin 1 (LPIN1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет белки человека, мыши и крысы. Полезно для изучения липидного метаболизма, дифференцировки адипоцитов и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Lipin 1
Примечания/Альтернативные названия	PAP1; Lipin 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23175
GeneID	23175
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 261-414 человеческого белка Lipin 1 (NP_663731.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14693
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом