


Антитело Кролика Поликлональное Против Lipocalin-2/Ngal Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P80188

Артикул: CM0027369



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого Lipocalin-2/NGAL (SWISS P80188). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований транспорта железа, иммунитета и биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Lipocalin-2/NGAL кролика pAb
Примечания/Псевдоним	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL
Вид	Человек
GeneID (человек)	3934
GeneID	3934
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P80188
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом