


Полиморфные Моноклональные Антитела Polymab® Против Lipocalin-2/Ngal Кроличьего Происхождения Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P80188 / P11672

Артикул: CM0011812



введение

Полиморфные моноклональные антитела кролика против человеческого/мышинного Lipocalin-2/NGAL. Валидированы для методов Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на гистологических препаратах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Подходят для исследований апоптоза, врожденного иммунитета и метаболизма железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Lipocalin-2/NGAL Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL; AW212229; NRL; Sip24
Вид	Человек/Мышь
ID гена (человек)	3934
ID гена	3934/16819
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого/мышинного Lipocalin-2/NGAL
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P80188/P11672
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	С холодоэлементом