

Анти-Липопропротеинлипаза (Lpl) Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb, Elisa - P06858

Артикул: CM0008438



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческой липопропротеинлипазы (LPL, P06858). Валидировано для WB и ELISA, перекрестно реагирует с мышью. Подходит для исследований метаболизма липидов и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Липопропротеинлипаза (LPL) кроличье mAb
Примечания/Синонимы	LIPD; HDLCQ11; Липопропротеинлипаза (LPL)
Вид	Человек
GeneID (человек)	4023
GeneID	4023
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 376-475 человеческой липопропротеинлипазы (LPL) (P06858).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06858
Молекулярная масса белка	53кДа
Доставка	Ледяной пакет