

Антитела Кролика Поликлональные Против Липопроteinлипазы (Lpl) Для Wb, Elisa - P06858

Артикул: CM0022265



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческой Липопroteinлипазы (LPL), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований липидного метаболизма и сердечно-сосудистой системы. SWISS: P06858.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Липопroteinлипаза (LPL) кролика pAb
Примечания/Псевдоним	LIPD; HDLCQ11; Липопroteinлипаза (LPL)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4023
ID гена	4023
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124-475 человеческой Липопroteinлипазы (Липопroteinлипаза (LPL)) (NP_000228.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06858
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Ледяной пакет