


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Lis1 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43034

Артикул: CM0011212



введение

Кроличыи моноклональные антитела к Anti-LIS1 (PAFAN1B1) для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Валидированы на человеке, мыши, крысе; обнаруживают белок 47 кДа, участвующий в регуляции динеина и миграции нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIS1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MDS; LIS1; LIS2; MDCR; NudF; PAFAN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5048
ID гена	5048
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого LIS1 (P43034).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43034
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом