


## Поликлональные Антитела Против Lkb1 Для Вб, Иф/Ихк, Игс-П, Ифа — Q15831

Артикул: CM0021725



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к LKB1, валидированные для ВБ, ИФ/ИХК, ИГС-П, ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Направлены на супрессор опухолей STK11 (Q15831), идеально подходят для исследований метаболизма, полярности и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | LKB1 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/алиасы         | PJS; LKB1; hLKB1                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 6794                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 134–433 LKB1 человека (NP_000446.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q15831                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 49 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                   |