


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Lkb1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип И Ифа - Q15831

Артикул: CM0004747



введение

Кроличыи моноклональные антитела к человеческому LKB1 (STK11), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИП и ИФА. Обнаруживают эндогенный LKB1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма, клеточной полярности и супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] LKB1 кроличыи МАТ
Примечания/Псевдоним	PJS; LKB1; hLKB1; B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6794
ID гена	6794
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 134-433 человеческого LKB1. (NP_000446.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15831
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	С ледяным пакетом