

Кроличья Поликлональная Антитело К Llgl1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15334

Артикул: CM0018751



введение

Кроличья поликлональная антитело к LLGL1, валидированная для Вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает LLGL1 человека, мыши и крысы — белок клеточной полярности молекулярной массой 115 кДа, участвующий в подавлении опухолей и нейроразвитии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LLGL1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1; LLGL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3996
GeneID	3996
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-190 LLGL1 человека (NP_004131.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15334
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом