


Кроличья Поликлональная Антитела Против Lph Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Brt6

Артикул: CM0023814



введение

Кроличьи поликлональные антитела LLPН, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим и крысиным белком. Подходят для исследований роста дендритов и шипиков, а также синаптической передачи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LLPH Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	hLLP; C12orf31; LLPН
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84298
ID гена	84298
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-129 человеческого белка LLPН (NP_115714.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BRT6
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом