


Моноклональное Кроличье Антитело Против Lman1 Для Вб, Игк-П, Ифа — P49257

Артикул: CM0011186



введение

Моноклональное кроличье антитело против LMAN1, валидированное для ВБ, ИГК-П и ИФА; определяет ERGIC-53 человека, мыши и крысы — рецептор груза для транспорта из ЭПР в Гольджи. Только для исследовательских работ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело против LMAN1
Примечания/Альтернативные названия	MR60, gp58, F5F8D, FMFD1, MCFD1, ERGIC53, ERGIC-53, LMAN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3998
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 1-100 человеческого LMAN1 (P49257).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49257
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Сумка-холодильник