


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Lman1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P49257

Артикул: CM0016531



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого LMAN1 (ERGIC-53, MR60) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Поддерживает исследования внутриклеточных лектинов и транспорта грузов между эндоплазматическим ретикуломом и аппаратом Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к LMAN1
Примечания/синонимы	MR60; gp58; F5F8D; FMFD1; MCFD1; ERGIC53; ERGIC-53; LMAN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3998
GeneID	3998
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270–480 человеческого LMAN1 (NP_005561.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49257
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Пакет со льдом