

Анти-Lman2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - Q12907

Артикул: CM0016507

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого LMAN2 (VIP36), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью. LMAN2 — это внутриклеточный лектин, участвующий в транспортировке гликопротеинов на ранних этапах секреторного пути. Идеально подходят для исследований в области клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMAN2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	GP36B; VIP36; C5orf8; LMAN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10960
GeneID	10960
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-320 человеческого LMAN2 (NP_006807.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q12907
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом