

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Lman2L Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9H0V9

Артикул: CM0019716

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого LMAN2L (VIPL), подходит для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транспорта гликопротеинов из ЭПР в аппарат Гольджи и регуляции ERGIC-53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMAN2L Rabbit pAb
Примечания/синонимы	VIPL; MRD69; MRT52; LMAN2L
Вид	Человек
ID гена (человек)	81562
ID гена	81562
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 189–348 человеческого LMAN2L (NP_110432.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H0V9
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом