

Поликлональные Антитела К Lmbrd1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nun5

Артикул: CM0013409

введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку LMBRD1 человека, валидированные для методов вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Распознают LMBRD1 человека и мыши, подходят для изучения транспорта кобаламина и внутриклеточного трафика рецептора инсулина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMBRD1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	NESI; LMBD1; MAHCF; C6orf209; LMBRD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55788
GeneID	55788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-300 LMBRD1 человека (NP_060838.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NUN5
Молекулярная масса	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом