

Кроличья Поликлональная Анти-Lmo1 (Rhombotin-1) Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P25800

Артикул: CM0025953

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок LMO1 (Rhombotin-1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований нейральной регуляции генов, LIM-доменных белков и Т-клеточного лейкоза. Специфично к человеку, ожидаемая полоса ~18 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LMO1
Примечания/Альтернативные названия	TTG1; RBTN1; RHOM1; LMO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4004
GeneID	4004
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 человеческого LMO1 (NP_002306.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25800
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом