

Моноклональные Антитела К Anti-Lmo2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P25791

Артикул: CM0004141



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к Anti-LMO2 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на человеческий LMO2 (18 кДа), ядерный регулятор транскрипции, необходимый для развития эритроидной линии. Идеально подходят для исследований гемопоэза и лейкемии от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMO2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4005
GeneID	4005
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25791
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом