

Поликлональное Антитело Кролика Против Lmo2 Для Wb, Elisa - P25791

Артикул: CM0022407



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого LMO2 (Rhombotin-2). Валидировано для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Для исследований эритроидного развития и лейкоза. 18 кДа. UniProt P25791.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMO2 pAb кролика
Примечания/синонимы	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTNL1; LMO2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4005
GeneID	4005
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-158 человеческого LMO2 (NP_001135788.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25791
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом