


Анти-Lmo4 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P61968

Артикул: CM0007859



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого LMO4 (транскрипционный фактор LIM-домена LMO4), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции и развития двигательных нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMO4 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	LMO4
Вид	Человек
ID гена	8543
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 66-165 человеческого LMO4 (P61968)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61968
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом