


Поликлональное Антитело Кролика Против Lmo4 Для If/Icc И Elisa — P61968

Артикул: CM0027672



введение

Поликлональное антитело кролика против LMO4, валидированное для IF/ICC и ELISA. Реагирует с LMO4 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции, идентичности моторных нейронов и онкобелков. SWISS: P61968.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMO4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	LMO4
Вид	Человек
ID гена (человек)	8543
ID гена	8543
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-165 LMO4 человека (NP_006760.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61968
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом