


Поликлональные Антитела Против Lmod1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P29536

Артикул: CM0030751



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого LMOD1, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Нацелены на лейомодулин-1, фактор нуклеации актина, критически важный для сократимости гладкой мускулатуры. Подходят для исследований в области биологии мышц и аутоиммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	LMOD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	1D; D1; 64kD; MMIHS3; SMLMOD; SM-LMOD; LMOD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25802
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-187 человеческого LMOD1 (NP_036266.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29536
Молекулярный вес белка	67kDa
Доставка	Сумка-холодозлемент