

Поликлональное Антитело Против Lmx1B Для Вестерн1Блоттинга, Ифа - O60663

Артикул: CM0016937

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LMX1B, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Полезно для изучения регуляции транскрипции в подоцитах и развития конечностей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMX1B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NP51; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4010
GeneID	4010
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого LMX1B (NP_001167618.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60663
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом