

Кроличья Поликлональная Антитела Против Lmx1B Для Вб, Ифа - O60663

Артикул: CM0027315

введение

Рекомбинантная кроличья поликлональная антитела, нацеленная на транскрипционный фактор LMX1B человека. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с крысиным антигеном. Подходит для исследований биологии подоцитов и развития конечностей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LMX1B Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	4010
GeneID	4010
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 136-395 LMX1B человека (NP_002307.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	O60663
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодильный пакет