


Поликлональное Антитело Anti-Lnper Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9UIq6

Артикул: CM0016803



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LNPEP (лейцил-цистинил аминопептидаза), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения деградации пептидных гормонов и гомеостаза при беременности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LNPEP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAP; IRAP; PLAP; P-LAP; LNPEP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4012
GeneID	4012
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого LNPEP (NP_005566.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UIQ6
Молекулярная масса белка	117 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом