

Кроличье Поликлональное Антитело Против Lnx1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tbb1

Артикул: CM0027058



введение

Кроличье поликлональное антитело LNX1, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; распознает человеческий, мышиный и крысиный LNX1, Е3 убиквитин-протеинлигазу, опосредующую деградацию NUMB и эндоцитарный скаффолдинг.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LNX1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	LNX; MPDZ; PDZRN2; LNX1
Вид	Человек
GeneID (человек)	84708
GeneID	84708
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 501-594 человеческого LNX1 (NP_001119800.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TBB1
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	В пакете со льдом