

Кроличыи Поликлональные Антитела K Lonp2 Для Wb, Elisa - Q86Wa8

Артикул: CM0022885

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку LONP2 человека, подходящие для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Мишенью является пероксисомальная Lon-протеаза, что полезно для изучения деградации пероксисомальных белков и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LONP2 кроличыи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
Вид	Человек
ID гена	83752
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 LONP2 человека (NP_113678.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86WA8
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом