

Поликлональное Антитело Против Лорикрина Для Вб, Иф/Икк, If-P, Ифа - P23490

Артикул: CM0023232

введение

Кроличье поликлональное антитело к лорикрину, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, IF-P, ИФА; реагирует с человеком, мышью, крысой. Нацелено на основной белок оболочки кератиноцитов. Идеально подходит для исследований в области дерматологии и кератинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LORICRIN Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	LOR; LORICRIN
Вид	Человек
ID гена (человек)	4014
ID гена	4014
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого LORICRIN (NP_000418.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23490
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет