

Поликлональные Антитела Против Lox Для Wb - P28300

Артикул: CM0029275

введение

Изучите эти кроличьи поликлональные антитела против LOX (P28300), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с LOX человека, мыши и крысы; рекомбинантный белковый антиген; 47 кДа. Идеальны для изучения поперечных сшивок коллагена/эластина и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LOX кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AAT10; LOX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4015
GeneID	4015
Антиген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-400 человеческого LOX (NP_002308.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28300
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом