

Поликлональное Антитело Против Loxl1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q08397

Артикул: CM0014866

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LOXL1, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P и ELISA. Распознает человеческий и мышиный LOXL1, лизилоксидазу, критически важную для сшивания коллагена и эластина во внеклеточном матриксе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против LOXL1
Примечания/Алиасы	LOL, LOXL, LOXL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4016
GeneID	4016
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 95-370 человеческого LOXL1 (NP_005567.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q08397
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	В пакете со льдом