

Кроличье Моноклональное Антитело К Loxl1 Для Wb, Elisa - Q08397

Артикул: CM0004547

введение

Кроличье моноклональное антитело к белку LOXL1 человека, подходящее для применения в методах WB и ELISA. Валидировано на перекрестную реактивность с образцами человека. Молекулярная масса белка 63 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к LOXL1
Примечания/Синонимы	LOL; LOXL; LOXL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4016
GeneID	4016
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 95-370 LOXL1 человека. (NP_005567.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08397
Молекулярная масса белка	63 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом